


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rab11Aウサギモノクローナル抗体 - P62491

商品番号: CM0008703



前書き

ヒトRAB11A（P62491）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。エンドサイトーシスリサイクリングおよび膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB11AウサギmAb
備考／別名	YL8; RAB11A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8766
遺伝子ID	8766
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62491
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ