


ウエスタンブロット、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Rab11A/B

ウサギモノクローナル抗体 - P62491 / Q15907

商品番号: CM0002335



前書き

このRAB11A/Bに対するウサギモノクローナル抗体は、ウエスタンブロット、IF/ICC、IHC-P、ELISAに対して検証済みです。エンドサイトーシスリサイクリングと膜輸送の主要な調節因子である、ヒト、マウス、ラットのRAB11AおよびRAB11Bを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	RAB11A/B ウサギ mAb
備考/別名	YL8; H-YPT3; NDAGSCW; RAB11A/B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8766/9230
GeneID	8766/9230
免疫原	ヒトRAB11A/B (NP_004654.1)のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62491/Q15907
タンパク質分子量	24KDa
輸送	氷袋