


抗Rab11A/Rab11Bポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P62491 / Q15907

商品番号: CM0023083



前書き

本ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のRAB11AおよびRAB11Bを検出します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されており、エンドサイトーシスリサイクルおよび細胞分裂の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB11A/RAB11B ウサギポリクローナル抗体
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8766/9230
遺伝子ID	8766/9230
免疫原	ヒトRAB11A/RAB11Bのアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド (NP_004654.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62491/Q15907
配送	アイスパック