


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rab11Bポリクローナル抗体 - Q15907

商品番号: CM0013127



前書き

ヒトRAB11B (UniProt Q15907) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。エンドサイトーシスリサイクリングおよび膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB11B Rabbit pAb
備考/別名	H-YPT3; NDAGSCW; RAB11B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9230
GeneID	9230
免疫原	ヒトRAB11B (NP_004209.2) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15907
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ