


抗Rab11Fip1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Wkz4

商品番号: CM0027453



前書き

ヒトRAB11FIP1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。研究用途でのエンドソームリサイクリング、食作用、小胞輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB11FIP1 ウサギpAb
別名	RCP; NOEL1A; rab11-FIP1; RAB11FIP1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80223
遺伝子ID	80223
免疫原	組換えタンパク質：ヒトRAB11FIP1 (NP_079427.4) のアミノ酸330～540に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6WKZ4
タンパク質分子量	137kDa
発送方法	保冷剤