

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rab11Fip5 ポリクローナル抗体 - Q9Bxf6

商品番号: CM0021045

前書き

RAB11FIP5

ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで
検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。組換え免疫
原（アミノ酸354-
653）。頂端リサイクリングエンドソーム輸送、イン
スリン分泌、V-ATPase輸送の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB11FIP5 ウサギ pAb
備考/別名	GAF1; pp75; RIP11; gaf-1; rab11-FIP5; RAB11FIP5
種	ヒト
遺伝子ID	26056
免疫原	ヒトRAB11FIP5（NP_056285.1）のアミノ酸354-653に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXF6
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ