

IpおよびElisa用抗Rab12モノクローナル抗体 - Q6Iq22

商品番号: CM0008184



前書き

免疫沈降（IP）およびELISA用途向けの高品質な抗Rab12モノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済みで、エンドソーム輸送およびオートファジーに関与する低分子GTPアーゼRab-12を標的とします。IVDおよび研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rab12ウサギmAb [MJFF-A-3F6]
備考／別名	RAB12
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	201475
遺伝子ID	201475
免疫原	ヒトRab12タンパク質（Q6IQ22）のアミノ酸1〜244に相当する配列を含む組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6IQ22
タンパク質分子量	27kDa
配送	保冷バッグ