

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Rab12ウサギモノクローナル抗体 [Ko検証済み] - Q6Iq22

商品番号: CM0004941



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のKO検証済み抗Rab12ウサギモノクローナル抗体（クローンMJFF-A-6E6）。小形GTPaseであるヒトおよびマウスRab12を検出し、エンドソーム輸送とオートファジーを調節します。膜輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Rab12ウサギmAb [MJFF-A-6E6]
備考/別名	RAB12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	201475
免疫原	ヒトRab12タンパク質（Q6Iq22）のアミノ酸1-244に対応する配列を含む組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6Iq22
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ