

Anti-Rab13 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P51153

商品番号: CM0014718

前書き

ヒトRAB13を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。タイトジャンクションの集合、エンドサイトーシスリサイクリング、およびGLUT4トランスロケーションの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB13 Rabbit pAb
備考/別名	GIG4; RAB13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5872
GeneID	5872
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51153
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ