

Wb・Elisa用 抗Rab14 ウサギポリクローナル抗体 - P61106

商品番号: CM0014224



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗RAB14ウサギポリクローナル抗体です。ゴルジ体-エンドソーム輸送、エンドソームテザリング、細胞接着を制御するRab低分子量GTPaseである、ヒトおよびマウスのRAB14を検出します。IVDおよび研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB14 Rabbit pAb
別名	FBP, RAB-14, RAB14
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51552
GeneID	51552
免疫原	ヒトRAB14 (NP_057406.2) のアミノ酸39～140番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61106
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	氷袋