

抗Rab17ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H0T7

商品番号: CM0026393

前書き

ヒトRAB17に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のRAB17を検出し、トランスサイトシスおよび膜輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB17 ウサギ pAb
備考/別名	RAB17
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64284
遺伝子ID	64284
免疫原	ヒトRAB17 (NP_071894.1) のアミノ酸1-212に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0T7
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤