

Wb・Elisa用抗Rab18ポリクローナル抗体 - Q9Np72

商品番号: CM0030445



前書き

ヒトRAB18に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性RAB18を検出します。細胞内膜輸送、小胞体-脂質滴接触、神経変性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB18 ウサギ pAb
別名	WARBM3; RAB18LI1; RAB18
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22931
遺伝子ID	22931
免疫原	ヒトRAB18 (NP_067075.1) のアミノ酸1〜206番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NP72
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤