

抗Rab1Aポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P62820

商品番号: CM0019195



前書き

ウサギ由来ヒトRAB1Aに対するポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。小胞体-ゴルジ輸送、オートファジー、細胞遊走の研究に最適です。分子量は23 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB1A ウサギ pAb
別名	RAB1; YPT1; RAB1A
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5861
遺伝子ID	5861
免疫原	ヒトRAB1A (NP_004152.1) のアミノ酸1-205配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62820
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	保冷剤梱包