

抗Rab1Aウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P62820

商品番号: CM0013224



前書き

ヒトRAB1A (NP_004152.1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。小胞体（ER）からゴルジ体への輸送およびオートファジーの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB1A ウサギpAb
備考/別名	RAB1; YPT1; RAB1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5861
遺伝子ID	5861
免疫原	ヒトRAB1Aのアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド (NP_004152.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P62820
タンパク質重量	23kDa
配送	アイスパッグ