


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Rab1B ウサギポリクローナル抗体 - Q9H0U4

商品番号: CM0027961



前書き

ヒトRAB1B (NP_112243.1)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスサンプル中のRAB1B（分子量22 kDa）の検出に適しています。細胞内膜輸送とオートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] RAB1B ウサギ pAb
備考/別名	RAB1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81876
免疫原	ヒトRAB1B (NP_112243.1) のアミノ酸7-201に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H0U4
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ