


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rab1Bウサギポリクローナル抗体 - Q9H0U4

商品番号: CM0022199



前書き

ヒトRAB1B（ras関連タンパク質Rab-1B）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ER-ゴルジ体輸送、オートファジー、GTPaseシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	RAB1BウサギpAb
備考/別名	RAB1B ; ras関連タンパク質Rab-1B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	81876
GeneID	81876
免疫原	ヒトRAB1B（NP_112243.1）のアミノ酸7～201に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0U4
タンパク質分子量	22 kDa
輸送	保冷バッグ