

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rab21 ウサギポリクローナル抗体 - Q9U125

商品番号: CM0015262



前書き

ヒトRAB21（Ras関連タンパク質Rab-21）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける約24 kDaの内因性RAB21を検出します。膜輸送、インテグリンリサイクリング、オートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB21 ウサギ pAb
備考/別名	RAB21
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23011
GeneID	23011
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9U125
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ