

Anti-Rab22A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9U126

商品番号: CM0006818

前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IP、ELISAで検証済みのウサギモノクローナル抗RAB22A抗体。組換え免疫原（aa 1-100）。ras関連タンパク質Rab-22A、主要なエンドサイトリック輸送GTPアーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB22A Rabbit mAb
備考/別名	RAB22A; ras関連タンパク質Rab-22A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57403
GeneID	57403
免疫原	ヒトRAB22A (NP_065724.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9U126
タンパク質分子量	22 kDa
配送	アイスバッグ