


Wb、Elisa用抗Rab23ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ulc3

商品番号: CM0027637



前書き

ヒトRAB23に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで実証済みです。繊毛輸送およびヘッジホッグシグナル伝達に関与する27kDaのタンパク質を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB23 Rabbit pAb
別名	HSPC137; RAB23
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51715
GeneID	51715
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULC3
タンパク質分子量	27kDa
配送方法	保冷剤