

Wb、Ip、Elisa用 抗Rab24ポリクローナル抗体 - Q969Q5

商品番号: CM0026655

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、ELISA用に
検証済みの抗RAB24ウサギポリクローナル抗体。オー
トファジーと細胞内膜輸送に関与するRas関連タンパ
ク質Rab-24（UniProt
Q969Q5）を標的とします。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB24 ウサギ pAb
備考/別名	RAB24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	53917
GeneID	53917
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRAB24（NP_001026847.1）のアミノ酸1-203に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969Q5
タンパク質分子量	23kDa
配送	保冷バッグ