


## Wb、Elisa用 Anti-Rab26 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ulw5

商品番号: CM0024448



## 前書き

ヒトRAB26を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。小胞輸送の重要な調節因子を標的とし、神経科学および細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | RAB26 Rabbit pAb                                    |
| 備考/別名       | V46133; RAB26                                       |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 25837                                               |
| GeneID      | 25837                                               |
| 免疫原         | ヒトRAB26 (NP_055168.2) のアミノ酸1-60に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS       | Q9ULW5                                              |
| タンパク質分子量    | 28kDa                                               |
| 配送          | 氷袋                                                  |