

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rab27A ポリクローナル抗体（Kd検証済み） - P51159

商品番号: CM0020176



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用 RAB27A を標的とするウサギポリクローナル抗体（KD検証済み）。ヒトおよびマウス RAB27A を検出します。細胞内輸送、エキソサイトーシス、および免疫細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] RAB27A ウサギ pAb
備考/別名	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; [KD検証済み] RAB27A
種	ヒト
GeneID	5873
免疫原	ヒト RAB27A (NP_899057.1) のアミノ酸 1-221 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51159
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋