

Wb、Elisa用抗Rab27Bポリクローナル抗体 - O00194

商品番号: CM0014910



前書き

ヒトRAB27Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスとも交差反応します。GTPase依存性の膜輸送、エンドソーム動態、軸索輸送の研究に有用です。- O00194

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB27BウサギpAb
備考／別名	C25KG; RAB27B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5874
GeneID	5874
免疫原	ヒトRAB27B (NP_004154.2) のアミノ酸1〜218に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00194
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ