

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Rab27Bウサギモノクローナル抗体 - O00194

商品番号: CM0012471



前書き

ヒトRAB27Bに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。後期エンドサイト経路の制御および細胞内輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB27BウサギmAb
備考／別名	C25KG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5874
GeneID	5874
免疫原	ヒトRAB27B (NP_004154.2) のアミノ酸1〜218に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00194
タンパク質分子量	25kDa
配送	保冷バッグ