


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Rab28 ウサギポリクローナル抗体 - P51157

商品番号: CM0022222



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのRAB28 ウサギポリクローナル抗体。膜輸送および錐体細胞外節脱落に関与する低分子量GTPaseであるヒトRAB28を標的とします。体外診断用研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB28 ウサギ pAb
備考/別名	CORD18; RAB28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9364
GeneID	9364
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51157
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ