


Wb、Elisa用 抗Rab2A ポリクローナル抗体 - P61019

商品番号: CM0020419



前書き

ヒトRAB2A（Ras関連タンパク質Rab-2A）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ER-ゴルジ体輸送とオートファジーを調節します。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB2A ウサギ pAb
備考/別名	LHX; RAB2; RAB2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5862
遺伝子ID	5862
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRAB2A (NP_002856.1) のアミノ酸1-212に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61019
タンパク質分子量	24kDa
配送	保冷バッグ