

Anti-Rab31 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q13636

商品番号: CM0026549



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証されたRAB31ウサギポリクローナル抗体。ゴルジ体機能、エンドサイトーシス、およびファゴソーム成熟におけるRAB31 GTPaseの役割を解明します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB31 Rabbit pAb
備考/別名	Rab22B; RAB31
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11031
GeneID	11031
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRAB31 (NP_006859.2) のアミノ酸1-195に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13636
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋