

抗Rab33A（Rabs10）ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q14088

商品番号: CM0020771

前書き

ヒトRAB33Aに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。リンパ系細胞におけるオートファゴソーム形成および膜輸送の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB33A ウサギ pAb
備考/別名	RabS10; RAB33A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9363
GeneID	9363
免疫原	ヒトRAB33A（NP_004785.1）のアミノ酸118-237に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14088
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ