


Wb、Elisa用抗Rab38ポリクローナル抗体 - P57729

商品番号: CM0022288



前書き

ヒトRAB38 (NY-MEL-1) に対して作出されたポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、24 kDaのバンドを検出します。メラノソーム生合成や細胞内輸送の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB38 ウサギpAb
備考/別名	rrGTPbp; NY-MEL-1; RAB38
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23682
GeneID	23682
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P57729
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	保冷剤