

Wb、Elisa用 抗Rab3Gap1 ポリクローナル抗体 - Q15042

商品番号: CM0018854



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWBおよびELISAで検証済みのRAB3GAP1ウサギポリクローナル抗体。神経発達および細胞内輸送における役割を持つRab3GAP複合体の触媒サブユニット。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB3GAP1 ウサギ pAb
備考/別名	P130; MARTS2; WARBM1; RAB3GAP; RAB3GAP130; RAB3GAP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22930
GeneID	22930
免疫原	ヒトRAB3GAP1 (NP_001165906.1) のアミノ酸500-780に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15042
タンパク質分子量	111kDa
輸送	保冷バッグ