

Anti-Rab3Gap2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9H2M9

商品番号: CM0022007



前書き

RAB3GAP2 (p150)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに推奨されます。ヒトおよびラットと交差反応します。Rab

GTPase調節、小胞輸送、および神経発達プロセスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB3GAP2 Rabbit pAb
備考/別名	p150; SPG69; MARTS1; WARBM2; RAB3GAP150; RAB3-GAP150; RAB3GAP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25782
遺伝子ID	25782
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q9H2M9
タンパク質分子量	156kDa
配送	保冷バッグ