


WbおよびElisa用抗Rab45ウサギモノクローナル抗体 - Q8Iz41

商品番号: CM0006777



前書き

CamelBioのRAB45ウサギモノクローナル抗体（クローンRAB45、免疫原：N末端1～120アミノ酸）は、ヒトおよびマウスとの交差反応性を有し、WBおよびELISAでの使用が検証されています。ダイニン介在性輸送、エンドソーム輸送、メラノーマ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB45ウサギmAb
備考／別名	TSG ; RAB45
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	158158
遺伝子ID	158158
免疫原	ヒトRAB45 (NP_689786.2) のアミノ酸1～120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IZ41
タンパク質分子量	83kDa
配送	保冷バッグ