


Wb用抗Rab4Aモノクローナル抗体 - P20338

商品番号: CM0010825



前書き

ヒトRAB4A (P20338)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。細胞内輸送、VEGFR2シグナル伝達、およびエンドソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	RAB4A Rabbit mAb
備考/別名	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5867
GeneID	5867
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20338
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ