

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rab5Aモノクローナル抗体 - P20339

商品番号: CM0007442



前書き

エンドソーム輸送の主要なレギュレーターであるヒト RAB5Aを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。エンドサイトーシス輸送および膜融合研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB5A Rabbit mAb
備考/別名	RAB5A; RAB5; ras-related protein Rab-5A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5868
遺伝子ID	5868
免疫原	ヒトRAB5A (NP_004153.2) のアミノ酸115-215領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20339
タンパク質分子量	22kDa/23kDa
配送	アイスバッグ