

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rab5Aウサギポリクローナル抗体 - P20339

商品番号: CM0013349



前書き

RAB5Aウサギポリクローナル抗体 (P20339)

は、ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。初期エンドソーム輸送調節因子RAB5Aを標的とし、膜輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB5AウサギpAb
備考/別名	RAB5; RAB5A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5868
GeneID	5868
免疫原	ヒトRAB5A (NP_004153.2) のアミノ酸1-215に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20339
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ