


ウエスタンブロット、If/Icc、If-P、Elisa用 抗Rab5B

ウサギポリクローナル抗体 - P61020

商品番号: CM0026021



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロット、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みのRAB5Bウサギポリクローナル抗体。膜動態研究における初期エンドサイトーシス輸送の主要な調節因子であるRas関連タンパク質Rab-5Bを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB5B ウサギ pAb
備考/別名	RAB5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5869
GeneID	5869
免疫原	合成ペプチド ヒト RAB5B (NP_002859.1)のアミノ酸100-200に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61020
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷バッグ