

抗Rab5Cポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P51148

商品番号: CM0022904



前書き

ウサギ由来のヒトRAB5C（SWISS P51148）に対するポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに対応しています。免疫原はアミノ酸1-216番に相当する組換え融合タンパク質です。ヒトと交差反応し、タンパク質分子量は23kDaです。エンドサイトーシス輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB5C ウサギpAb
備考／別名	RABL; LI880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5878
遺伝子ID	5878
免疫原	ヒトRAB5C（NP_958842.1）のアミノ酸1-216番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51148
タンパク質分子量	23kDa
配送方法	氷袋