

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Rab5C / Rablウサギモノクローナル抗体 - P51148

商品番号: CM0003225



前書き

ヒトRAB5C/RABLを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットに反応します。分子量：23kDa。初期エンドサイトーシス輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB5C / RABL ウサギmAb
備考/別名	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C / RABL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5878
遺伝子ID	5878
免疫原	ヒトRAB5C / RABL (P51148) のアミノ酸2～216に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51148
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ