

抗Rab7モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用）- P51149

商品番号: CM0005828



前書き

ヒトRAB7を標的とするマウスモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。エンドリソソーム輸送と関連疾患の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB7 マウスmAb
備考/別名	RAB7; CMT2B; PRO2706
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7879
遺伝子ID	7879
免疫原	合成ペプチド ヒトRAB7 (NP_004628.4) のアミノ酸108-207領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51149
タンパク質分子量	23 kDa
輸送方法	保冷剤