

Wb、Ip、Elisa用抗Rab7ポリクローナル抗体 - P51149

商品番号: CM0013815



前書き

RAB7（Ras関連タンパク質Rab-7a）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、ELISAでの使用が検証されています。エンドソーム輸送、オートファジー、ならびに小胞輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB7ウサギpAb
備考/別名	RAB7; CMT2B; PRO2706
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7879
GeneID	7879
免疫原	合成ペプチド ヒトRAB7（NP_004628.4）のアミノ酸100～207に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51149
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷剤