

Anti-Rab7 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

商品番号: CM0003289



前書き

ヒトRAB7を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。エンドソーム輸送の研究に不可欠；IVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB7 Rabbit mAb
備考/別名	RAB7; CMT2B; PRO2706
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7879
GeneID	7879
免疫原	合成ペプチド：ヒトRAB7 (NP_004628.4) のアミノ酸108-207内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51149
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスパック