

抗Rab7ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P51149

商品番号: CM0017673



前書き

ヒトRAB7（Ras関連タンパク質Rab-7a）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。エンドリソソーム輸送、オートファジー、シャルコー・マリー・トゥース病の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB7 Rabbit pAb
備考/別名	RAB7; CMT2B; PRO2706
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7879
GeneID	7879
免疫原	合成ペプチド ヒトRAB7 (NP_004628.4) のアミノ酸100～207番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51149
タンパク質分子量	23kDa
発送	氷袋