


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Rab8Aモノクローナル抗体 - P61006

商品番号: CM0002670



前書き

ヒトRAB8A（MEL、RAB8）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。細胞内輸送、繊毛形成、オートファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB8A ウサギmAb
備考/別名	MEL; RAB8; RAB8A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4218
GeneID	4218
免疫原	ヒトRAB8A（P61006）のアミノ酸100-207領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61006
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷剤