


Anti-Rab8A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P61006

商品番号: CM0019214



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証されたRAB8Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRAB8A（24 kDa）を認識します。細胞内輸送、線毛形成、オートファジー、上皮極性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB8A Rabbit pAb
備考/別名	MEL; RAB8; RAB8A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4218
GeneID	4218
免疫原	ヒト RAB8A (NP_005361.2) のアミノ酸140-207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61006
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋