

Wb、If/Icc、Elisa用抗Rab9Aモノクローナル抗体 - P51151

商品番号: CM0009118



前書き

ヒトRAB9Aを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。RAB9AはエンドソームからTGNへの輸送を制御する主要な因子です。細胞内輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB9AウサギmAb
備考／別名	RAB9; RAB9A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9367
GeneID	9367
免疫原	ヒトRAB9A (NP_004242.1) のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51151
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ