

## Wb、Elisa用抗Rab9P40モノクローナル抗体 - Q7Z6M1

商品番号: CM0003464

### 前書き

ヒトRAB9P40（Rab9 effector p40）に特異的な組換えウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの性能が確認されています。マウスおよびラットと交差反応します。診断アッセイ開発におけるエンドソームからTGNへの輸送研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                  |
|----------|----------------------------------------------------|
| 製品名      | RAB9P40 ウサギmAb                                     |
| 備考/別名    | p40; RAB9P40; bA65N13.1                            |
| 対象種      | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID    | 10244                                              |
| 免疫原      | ヒトRAB9P40（Q7Z6M1）のアミノ酸273～372番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                          |
| 用途       | WB、ELISA                                           |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS    | Q7Z6M1                                             |
| タンパク質分子量 | 41kDa                                              |
| 輸送方法     | 保冷剤                                                |