

Wb、Elisa用 抗Rabac1 ポリクローナル抗体 - Q9Ui14

商品番号: CM0019494

前書き

ヒトRABAC1 (PRA1)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB およびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。ゴルジ小胞輸送およびRab タンパク質制御の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RABAC1 ウサギ pAb
備考/別名	PRA1; YIP3; PRA1; RABAC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10567
遺伝子ID	10567
免疫原	ヒトRABAC1 (NP_006414.2) のアミノ酸1-185に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UI14
タンパク質分子量	21kDa
配送	保冷バッグ