

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rabggta ポリクローナル抗体 - Q92696

商品番号: CM0024484

前書き

ヒトRABGGTA（Rabゲラニルゲラニルトランスフェラーゼαサブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。プレニル化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RABGGTA ウサギ pAb
備考/別名	PTAR3; RABGGTA
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5875
遺伝子ID	5875
免疫原	ヒトRABGGTA（NP_878256.1）のアミノ酸240-360に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92696
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ