

Wb、Elisa用 Anti-Rabggtb ポリクローナル抗体 - P53611

商品番号: CM0019057



前書き

ヒト RABGGTB (geranylgeranyl transferase type-2 subunit beta)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB および ELISA

で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。

プレニル化および細胞内輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RABGGTB Rabbit pAb
備考/別名	GGTB; RABGGTB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5876
GeneID	5876
免疫原	ヒト RABGGTB (NP_004573.2) のアミノ酸 1-331 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53611
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ