

Anti-Rabl3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q5Hyi8

商品番号: CM0018719

前書き

ヒトRABL3

(PNCA5)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。KRASシグナル伝達および繊毛形成に関与する低分子量GTPaseを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RABL3 Rabbit pAb
備考/別名	PNCA5; RABL3
種	ヒト
遺伝子ID	285282
免疫原	ヒトRABL3 (NP_776186.2) のアミノ酸1-236に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5HYI8
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ